

Instruction manual
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Gebruiksaanwijzing

UK: Shower stool
DE: Duschhocker
FR: Tabouret de douche
NL: Douchekruk
IT: Sgabello da doccia
ES: Taburete de ducha



ITEM: 871125212370

Shower stool








Dear customer, Your new shower stool offers you optimum functionality and comfort; it will make it easier for you to take a shower. Please read these instructions carefully before you assemble and use this product. Keep the instructions for future reference. The manufacturer and importer cannot accept any liability for the incorrect use of this product or failure to observe these instructions!

Intended use

The shower stool is only to be used as a seat to support persons in the shower. It is designed for indoor and domestic use.

Note: not for use in the rehabilitation or medical treatment of persons.

Contents of package

1 x A	1 x B	1 x C	4 x D
			
Support seat	Seat tube	Seat tube	Leg tube
4 x E	5 x F	5 x G	
			
Rubber foot	Washer	Round/ headed screw (M6 x 35 mm)	



Safety instructions

- Keep the packaging material out of the reach of children (suffocation risk).
- Keep the shower stool out of the reach of children. Children could attempt to climb on or pull themselves up by the chair and fall over with chair.
- Make sure that another person is available who can help you to sit down or stand up if necessary.
- Do not carry the chair by the recessed grips in the seat when a person is sitting on the chair. The sides of the seat could break off or bend and cause injury.
- This shower stool can be used by persons with a maximum weight of 150 kg.
- Inspect the shower stool before use and ensure that it is standing securely. Make sure that there is a nonslip underlay on the shower floor and outside the shower. You could slip on a wet floor and injure yourself.
- Inspect the shower stool once a month to make sure that it is stable, the rivets and all joints are secure and that the screws are tight. Tighten if necessary.
- Do not use corrosive and abrasive cleaners.
- Do not modify the product or try to repair it.
- We cannot accept any responsibility for damage to the shower floor.



- Do not stand on the shower chair. Sit in the chair properly to avoid injury.
- Do not use this product if you can see or think that it is damaged.
- Smooth or damp surfaces can have an adverse effect on the slip resistance.
- Do not lift with persons on it.

Assembly

Fig. 1 Push the rubber foot (E) onto the leg tube (D). See Fig. 1. Repeat for the other leg tubes.

Fig. 2 Fit the leg tubes with the rubber feet onto the seat tubes (B) and (C). See fig. 2

Fig. 3 Fit a washer (F) to each screw (G) and (H) and fasten the seat tubes (B) and (C) to the base of the seat (A). Tighten the screws. See Fig. 3

Fig. 4 Press the pushbuttons into the leg tubes (D) and slide the legs to the desired height. When released, the pushbuttons must project through the holes. Set all the leg tubes in the same height to avoid the risk of chair tipping. Make sure that the chair is stable by turn the rubber feet (E) until they are resting firmly on the shower floor. See fig. 4

Technical specifications

Dimensions (LxWxH): ca. 51x43x57cm


Seat surface: ca. 51x31.5cm

Adjustable height: ca. 39-57cm

Chair weight: ca. 1,9 kg

Max. load: 150 kg

Recommended period of use - 3 years



Cleaning

Do not use any caustic or abrasive cleaning agents or sponges. These can damage the surface.

1. Wipe off the shower stool with a damp cloth and a small amount of mild detergent if necessary.
2. Then dry the seat surface completely before using it again.

DE Duschhocker








Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde! Ihr neuer Duschhocker bietet optimale Funktionalität und maximalen Komfort. Es wird das Duschen einfacher für Sie machen. Lesen Sie bitte aufmerksam diese Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt montieren und benutzen. Bewahren Sie die Anweisungen anschließend für zukünftige Zwecke auf. Hersteller und Importeur haften nicht bei unsachgemäßer Benutzung dieses Produkts oder Nichtbeachtung dieser Anweisungen!

Verwendungszweck

Der Duschhocker darf nur als Sitzgelegenheit für Personen in der Dusche benutzt werden. Er ist für den häuslichen Gebrauch im Innenbereich vorgesehen.

Hinweis: Nicht zur Verwendung in der Rehabilitation oder medizinischen Behandlung von Personen.

Lieferumfang

1 x A	1 x B	1 x C	4 x D
			
Sitzfläche	Sitzrohr	Sitzrohr	Beinrohr
4 x E	5 x F	5 x G	
			
Gummifuß	Unterlegscheibe	Rundkopfschraube (M6 x 35 mm)	



Sicherheitshinweise

- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern (Erstickungsgefahr).
- Halten Sie den Duschhocker von Kindern fern. Kinder könnten versuchen hinaufzuklettern oder sich daran hochzuziehen und mit dem Hocker umkippen.
- Sorgen Sie dafür, dass eine andere Person verfügbar ist, die Ihnen gegebenenfalls beim Hinsetzen oder Aufstehen behilflich sein kann.
- Tragen Sie den Hocker nicht an den Tragegriffen, wenn eine Person darauf sitzt. Die Hockerseiten könnten brechen oder verbiegen und Verletzungen verursachen.
- Dieser Duschhocker kann von Personen mit einem Gewicht von maximal 150 kg benutzt werden.
- Kontrollieren Sie den Duschhocker vor der Benutzung und achten Sie darauf, dass er sicher steht. Achten Sie darauf, dass weder der Boden in der Dusche noch außerhalb der Dusche rutschig ist. Auf einem feuchten Boden könnten Sie ausrutschen und sich verletzen.
- Kontrollieren Sie den Duschhocker einmal im Monat, um sicherzustellen, dass er stabil ist, alle Nieten und Verbindungen sicher und die Schrauben fest angezogen sind. Ggf nachziehen.
- Verwenden Sie keine korrosiven oder scheuernden Reiniger.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor und versuchen Sie nicht, es zu reparieren.
- Für Schäden am Duscboden wird keine Haftung übernommen.



- Stellen Sie sich nicht auf den Duschhocker. Setzen Sie sich richtig auf den Hocker, um Verletzungen zu vermeiden.
- Benutzen Sie dieses Produkt nicht, falls Sie sehen oder vermuten, dass es beschädigt ist.
- Glatte oder feuchte Oberflächen können die Rutschfestigkeit beeinträchtigen
- Nicht mit einer Person auf dem Hocker anheben.

Montage

Abb. 1 Drücken Sie den Gummifuß (E) auf das Beinrohr (D). Siehe Abb. 1. Wiederholen Sie dies bei den anderen Beinrohren.

Abb. 2 Schieben Sie die Beinrohre mit den Gummifüßen auf die Sitzrohre (B) und (C). Siehe Abb. 2.

Abb. 3 Versehen Sie die Schrauben (G) und (H) mit je einer Unterlegscheibe (F) und befestigen Sie die Sitzrohre (B) und (C) an der Sitzunterseite (A). Ziehen Sie die Schrauben fest. Siehe Abb. 3.

Abb. 4 Drücken Sie auf die Drucktaster in den Beinrohren (D) und stellen Sie die Beine auf die gewünschte Höhe ein. Achten Sie beim Loslassen darauf, dass die Drucktaster in die Löcher einrasten. Stellen Sie alle Beine auf dieselbe Länge ein, damit der Hocker nicht kipzelt. Achten Sie darauf, dass der Hocker stabil steht, indem Sie die Gummifüße (E) drehen, bis sie fest auf dem Duschboden aufliegen. Siehe Abb. 4.

Technische Daten

Abmessungen (LxBxH): ca. 51x43x57cm


Sitzfläche: ca. 51x31,5cm

Hockergewicht: ca. 39-57cm

Max. Belastung: ca. 1,9 kg

Max. load: 150 kg

Empfohlene Nutzungsdauer: 3 Jahre



Reinigung

Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel oder Schwämme. Diese können die Oberfläche beschädigen.

1. Wischen Sie den Duschhocker bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel ab.

2. Trocknen Sie die Sitzfläche dann vollständig, bevor Sie sie wieder benutzen.

FR Tabouret de douche

Chère cliente, cher client,








Votre nouveau tabouret de douche vous offre des fonctionnalités et un confort de qualité optimale; vous pouvez doucher plus facilement. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'assembler et d'utiliser le produit. Conserver les instructions pour vous y référer ultérieurement. Le fabricant et l'importateur ne peuvent être tenus responsables de l'utilisation incorrecte du produit ou du non respect des instructions !

Usage prévu

Le tabouret de douche est uniquement conçu pour être utilisé comme siège permettant de soutenir les personnes dans la douche. Il est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans un cadre domestique.

Remarque : Ne pas utiliser pour des personnes sous traitement médical ou en phase de rééducation.

Contents of package

1 x A	1 x B	1 x C	4 x D
			
Siège de soutien	Tube du siège	Tube du siège	Tube de jambe
4 x E	5 x F	5 x G	
			
Pied en caoutchouc	Rondelle	Vis à tête ronde (M6 x 35 mm)	



Consignes de sécurité

- Conservez le matériel d'emballage hors de portée des enfants (risque d'asphyxie).
- Conservez le tabouret de douche hors de portée des enfants. Les enfants pourraient essayer de grimper sur le siège et en tomber.
- Veillez à ce qu'une personne soit disponible pour vous aider à vous asseoir et vous lever si nécessaire.
- Ne portez pas le siège par les poignées encastrées lorsqu'une personne est assise sur le siège. Les cotes du siège pourraient se casser ou se plier et entraîner des blessures.
- L'utilisation de ce tabouret de douche est réservée aux personnes dont le poids ne dépasse pas 150kg.
- Contrôlez le tabouret de douche avant utilisation et assurez-vous qu'il est bien stable. Assurez-vous de la présence d'un tapis antidérapant sur le sol de la douche et à l'extérieur de la douche. Vous pourriez glisser sur le sol mouillé et vous blesser.
- Vérifiez le tabouret de douche une fois par mois afin de vous assurer de sa stabilité, que les rivets et joints sont bon état et que les vis sont serrées.
- N'utilisez pas de nettoyeurs corrosifs ou abrasifs.
- Ne modifiez pas le produit et ne tentez pas de le réparer.
- Nous ne pouvons être tenus responsables des dommages occasionnés au niveau du sol de la douche.



- Ne vous tenez pas debout sur le tabouret de douche. Asseyez-vous correctement sur le siège pour éviter les blessures.
- N'utilisez pas le produit si vous constatez ou pensez qu'il est endommagé.
- Les surfaces lisses ou humides peuvent nuire au pouvoir antidérapant.
- Ne pas soulever le tabouret si une personne se trouve dessus.

Assemblage

Illustration 1

Insérez le pied en caoutchouc (E) sur le tube de la jambe (D). Reportez-vous à l'illustration 1. Répétez la procédure pour les autres tubes de jambe.

Illustration 2

Insérez les tubes de jambe avec les pieds en caoutchouc sur les tubes du siège (B) et (C). Reportez-vous à l'illustration 2.

Illustration 3

Insérez une rondelle (F) au niveau des vis (G) et (H) et serrez les tubes du siège (B) et (C) sur la base du siège (A). Serrez les vis.

Reportez-vous à l'illustration 3.

Illustration 4

Appuyez sur les boutons-poussoirs des tubes de jambe (D) et faites glisser les jambes à la hauteur souhaitée. Lorsque vous relâchez les boutons-poussoirs, ils doivent s'insérer dans les trous.

Réglez tous les tubes de jambe à la même hauteur de manière à ce que le siège ne puisse pas basculer. Assurez-vous de la stabilité du siège en faisant tourner les pieds en caoutchouc (E) jusqu'à ce qu'ils reposent fermement sur le sol de la douche.

Reportez-vous à l'illustration 4

Caractéristiques techniques

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) :

ca. 51x43x57cm

Surface du siège:

ca. 51x31.5cm

Hauteur réglable:

ca. 39-57cm


Poids du siège :

ca. 1,9 kg

Charge maximale:

150 kg

Durée d'utilisation recommandée : 3 ans



Nettoyage

Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs, de solvants ou d'essence minérale. Ils peuvent endommager la surface.

1. Essuyer le tabouret de douche avec un chiffon humide et, si nécessaire, une petite quantité de détergent doux.
2. Puis sécher entièrement la surface du siège avant de le réutiliser.

Douchestoel

Beste klant,








Uw nieuwe douchestoel biedt u de optimale functionaliteit en comfort; voortaan kunt u gemakkelijker douchen. Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het product in elkaar zet en gaat gebruiken. Bewaar de instructies als naslagwerk. De fabrikant en importeur zijn niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van dit product of het niet naleven van deze instructies.

Beoogd gebruik

De douchestoel mag uitsluitend worden gebruikt als zitting in de douche, ter ondersteuning van mensen. De stoel is ontworpen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.

Opmerking: niet bedoeld voor revalidaties en medische behandelingen.

Inhoud van de verpakking

1 x A	1 x B	1 x C	4 x D
			
Ondersteunende stoel	Stoelbuis	Stoelbuis	Pootbuis
4 x E	5 x F	5 x G	
			
Rubberen voet	Afdichtingsring	Schroef met ronde kop (M6 x 35 mm)	



Veiligheidsinstructies

- Houd het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen (verstikkingsgevaar).
- Houd de douchestoel buiten bereik van kinderen. Kinderen kunnen proberen op de stoel te klimmen of zich-zelf eraan op te hijsen, waardoor zij samen met de stoel kunnen omvallen.
- Zorg er indien nodig voor dat er een andere persoon in de buurt is die u kan helpen te gaan zitten of op te staan.
- Draag de stoel niet aan de verzonken handgrepen in de stoel wanneer er iemand op de stoel zit. De zijkanalen van de stoel zouden hierdoor kunnen afbreken om omhoog te buigen, waardoor letsel zou kunnen ontstaan.
- Deze douchestoel kan worden gebruikt door personen met een gewicht van maximaal 150 kg.
- Inspecteer de douchestoel voordat u deze gaat gebruiken en controleer of de stoel stabiel staat. Zorg ervoor dat er een antisliplaag op de douche ligt, anders kunt u uitglijden op een natte vloer en zichzelf verwonden.
- Controleer de douchestoel een keer per maand om er zeker van te zijn dat deze stabiel is, dat de klinknagels en alle verbindingstukken stevig vastzitten en dat de schroeven zijn vastgedraaid. Draai indien nodig aan.
- Gebruik geen bijtende of chemische reinigingsmiddelen.
- Wijzig het product niet en probeer ook geen wijzigingen aan te brengen.
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan de douchevloer.
-



- Ga niet op de douchestoel staan. Ga correct op de stoel zitten om schade te voorkomen.
- Gebruik dit product niet als u ziet of vermoedt dat het beschadigd is.
- Gladde of vochtige oppervlakken kunnen de slipbestendigheid aantasten.
- Niet optillen als er personen op zitten.

Montage

Afb. 1 Duw de rubberen voet (E) in de pootbuis (D). Zie afb. 1. Herhaal dit voor de overige pootbuizen.

Afb. 2 Steek de pootbuizen met de rubberen voeten in de stoelbuizen (B) en (C). Zie afb. 2

Afb. 3 Plaats een afdichtingsring (F) op elke schroef (G) en (H) en draai de stoelbuizen (B) en (C) vast aan de basis van de stoel (A). Draai de schroeven vast. Zie afb. 3

Afb. 4 Druk op de drukknoppen in de pootbuizen (D) en schuif de poten naar de gewenste hoogte. Wanneer u de drukknoppen loslaat, moeten deze door de gaatjes naar buiten steken.

Stel alle pootbuizen in op dezelfde hoogte om te voorkomen dat de stoel kantelt. Zorg ervoor dat de stoel stabiel staat door de rubberen voeten (E) vast te draaien tot deze stevig op de douchevloer rusten. Zie afb. 4

Technische specificaties

Afmetingen (lxbxh): ca. 51x43x57 cm


Zitoppervlak: ca. 51x31,5 cm

Verstelbare hoogte: ca. 39-57cm

Gewicht van stoel: 1,9 kg

Max. belasting: 150kg

Aanbevolen gebruiksduur: drie jaar



Reiniging

Gebruik geen bijtende of schurende schoonmaakmiddelen en sponzen, want die kunnen het oppervlak beschadigen.

1. Veeg het douchekrukje schoon met een vochtige doek en zo nodig een beetje mild afwasmiddel.
2. Droog vervolgens de zitting volledig voor u het krukje opnieuw gebruikt.

ES Taburete de ducha

Estimado/a cliente/a:








Su nuevo taburete de ducha le ofrece una funcionalidad y un confort óptimos; hará que le resulte más fácil ducharse. Lea atentamente estas instrucciones antes de montar y usar este producto. Conserve las instrucciones por si necesita consultarlas más adelante. El fabricante y el importador declinan toda responsabilidad derivada del uso incorrecto de este producto o de no seguir estas instrucciones.

Uso indicado

Este taburete de ducha solamente debe utilizarse como asiento para una persona en la ducha. Está diseñado para su uso doméstico y en interiores.

Nota: No apto para la rehabilitación o el tratamiento médico de personas.

Contenido del envase

1 x A	1 x B	1 x C	4 x D
			
Asiento	Tubo del asiento	Tubo del asiento	Tubo de la pata
4 x E	5 x F	5 x G	
			
Pie de goma	Arandela	Tornillo de cabeza redonda (M6 x 35 mm)	



Instrucciones de seguridad

- Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños (riesgo de asfixia).
- Mantenga el taburete de ducha fuera del alcance de los niños. Los niños podrían intentar subirse o agarrarse al taburete, volcarlo y caer con él.
- Asegúrese de que haya otra persona que pueda ayudarle a sentarse o levantarse, si es necesario.
- No transporte el taburete sujetándolo por los asideros del asiento si hay una persona sentada en él. Los lados del asiento podrían romperse o deformarse y esto podría provocar lesiones.
- Este taburete de ducha pueden usarlo personas que pesen hasta 150 kg.
- Revise el taburete de ducha antes de usarlo y asegúrese de que esté firmemente apoyado. Coloque alfombrillas antideslizantes en el plato de la ducha y en el exterior de la ducha. Si el suelo está mojado, podría resbalarse y lesionarse.
- Revise el taburete de ducha una vez al mes para asegurarse de que sea estable, todos los remaches y juntas estén bien sujetos y los tornillos estén bien apretados. Si es necesario, apriéte los.
- No use líquidos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- No modifique el producto ni intente repararlo.
- Declinamos toda responsabilidad en relación con posibles daños en el plato de la ducha.



- No se suba de pie al taburete de ducha. Siéntese bien en el taburete para evitar posibles lesiones.
- No utilice este producto si comprueba o cree que está dañado.
- Las superficies lisas o húmedas pueden reducir la resistencia al deslizamiento.
- No eleve el taburete si hay una persona sentada en él.

Montaje

Fig. 1. Encaje un pie de goma (E) en un tubo de una pata (D). Consulte la fig. 1. Repita la operación para el resto de tubos de patas.

Fig. 2. Monte los tubos de las patas con los pies de goma en los tubos del asiento (B) y (C). Consulte la fig. 2.


Fig. 3. Coloque una arandela (F) en cada tornillo (G) y (H) y fije los tubos del asiento (B) y (C) a la base del asiento (A). Apriete los tornillos. Consulte la fig. 3.

Fig. 4. Accione los resortes con bola de los tubos de las patas (D) y deslice las patas hasta situarlas a la altura deseada. Una vez que suelte los resortes, las bolas deben asomar por los orificios. Sitúe todos los tubos de las patas a la misma altura para evitar que el taburete vuelque. Asegúrese de que el taburete sea estable; para ello, gire los pies de goma (E) hasta que queden firmemente apoyados en el plato de la ducha. Consulte la fig. 4.

Especificaciones técnicas

Dimensiones (long. x anch. x alt.):	Aprox. 51x43x57 cm
Superficie del asiento:	Aprox. 51 x 31,5 cm
Altura regulable:	Aprox. 39-57 cm
Peso del taburete:	Aprox. 1,9 kg.
Carga máx.:	150 kg

Periodo recomendado de uso: 3 años



Limpieza

No utilice estropajos ni productos de limpieza cáusticos ni agresivos. Pueden dañar la superficie.

1. Limpie el taburete de ducha con un paño húmedo y una pequeña cantidad de detergente suave si fuera necesario.
2. A continuación, seque la superficie del asiento completamente antes de volver a utilizarlo.

IT Sgabello da doccia

Gentile Cliente,








Questo straordinario sgabello da doccia Le offrirà una praticità e un comfort senza precedenti garantendo un funzionamento estremamente semplice. Prima di montare e di utilizzare il prodotto, La invitiamo a leggere attentamente le presenti istruzioni. Conservi il manuale per eventuali consultazioni future. Il produttore e l'importatore declinano qualsiasi responsabilità relativamente a un utilizzo non corretto del prodotto o alla mancata osservanza delle presenti istruzioni.

Destinazione d'uso

Lo sgabello è stato concepito unicamente come ausilio per la doccia ed è pertanto destinato a utilizzi in ambienti interni e domestici.

Nota: non indicato per l'uso riabilitativo o medico.

Contenuto della confezione

1xA	1xB	1xC	4xD
			
Sedile di sostegno	Tubo del sedile	Tubo del sedile	Tubo della gamba
4xE	5xF	5xG	
			
Piedino di gomma	Rondella	Vite a testa tonda (M6 x 35 mm)	



Istruzioni di sicurezza

- Tenere il materiale da imballaggio fuori dalla portata dei bambini (rischio di soffocamento).
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. I bambini potrebbero tentare di arrampicarsi sullo sgabello o di tirarsi su appoggiandosi sul sedile e cadendo insieme a esso.
- Richiedere l'intervento di un'altra persona che possa fornire aiuto per sedersi o alzarsi dallo sgabello in caso di necessità.
- Non trasportare lo sgabello utilizzando le impugnature incassate quando vi è una persona seduta. I lati dello sgabello potrebbero rompersi o piegarsi rischiando di causare lesioni.
- Il peso massimo supportato dallo sgabello è 150 kg.
- Ispezionare lo sgabello prima dell'uso e assicurarsi che sia appoggiato in modo stabile. Accertarsi che il piatto doccia e la superficie esterna della doccia siano dotati di un rivestimento antiscivolo. Camminando su un pavimento bagnato vi è il rischio di scivolare e ferirsi.
- Ispezionare lo sgabello una volta al mese per accertarsi che sia stabile, che tutti i rivetti e i giunti siano fissati correttamente e che le viti siano serrate. È necessario serrare le viti.
- Non utilizzare detergenti corrosivi e abrasivi.
- Non modificare il prodotto né tentare di ripararlo.
- Il produttore declina qualsiasi responsabilità relativamente a eventuali danni arrecati al piatto doccia.



- Non mettersi in piedi sullo sgabello. Sedersi correttamente sullo sgabello per evitare di ferirsi.
- Non utilizzare il prodotto se si ritiene che sia danneggiato o se presenta segni visibili di danneggiamento.
- Superfici lisce o umide potrebbero compromettere l'aderenza del prodotto.
- Non sollevare lo sgabello quando vi è una persona seduta.

Assemblaggio

Fig. 1 Spingere il piedino di gomma (E) sul tubo della gamba (D). Vedere Fig. 1. Ripetere l'operazione per i tubi delle altre gambe.

Fig. 2 Montare i tubi delle gambe con i piedini di gomma sui tubi del sedile (B) e (C). Vedere Fig. 2.


Fig. 3 Montare una rondella (F) su ciascuna vite (G) e (H) e serrare i tubi del sedile (B) e (C) sulla base del sedile (A). Serrare le viti. Vedere Fig. 3.

Fig. 4 Premere i pulsanti nei tubi delle gambe (D) e far scivolare le gambe fino a impostare l'altezza desiderata. Una volta rilasciati, i pulsanti dovrebbero sporgere dai fori. Impostare i tubi di tutte le gambe alla stessa altezza per evitare il rischio di ribaltamento dello sgabello. Accertarsi che la sedia sia stabile ruotando i piedini di gomma (E) fino a posizionarli saldamente sul piatto doccia. Vedere Fig.4.

Specifiche tecniche

Dimensioni (L x P x A):	ca. 51x43x57 cm
Superficie del sedile:	ca. 51 x 31,5 cm
Altezza regolabile:	ca. 39-57 cm
Peso dello sgabello:	ca. 1,9 kg
Peso massimo:	150 kg

Periodo d'uso consigliato - 3 anni



Pulizia

Non utilizzare detersivi o spugne abrasivi o aggressivi, poiché possono danneggiare la superficie.

1. Pulire il presidio con un panno umido e una piccola quantità di detersivo delicato, se necessario.
2. Quindi asciugare completamente la superficie di seduta prima dell'uso.